

Anleitung zur Jährlichen Pflege

Conditionierer

1. DUAL: Füllen Sie pro Bettseite, eine Flasche Conditionierer mit (380ml) in Ihr Bett.
2. UNO: Füllen Sie in Ihr Bett, zwei Flaschen Conditionierer mit (380ml).

Pflegetücher

1. Benutzen Sie 3 Pflegetücher. Unsere Empfehlung für Sie, wiederholen einmal im Quartal.
2. Wischen Sie die Oberseite gründlich ab, bis die feine Staubschicht nicht mehr sichtbar ist.

Entlüftungspumpe

1. Schrauben Sie den Ventildeckel ab.
2. Legen Sie sich ein kleines Handtuch zur Seite.
3. Halten Sie Ihre Hand neben das Ventil und schrauben Sie die Entlüftungspumpe auf dem entsprechenden Wasserkern.
4. Ziehen Sie die Entlüftungspumpe samt Ventil leicht nach Oben und pumpen Sie solange bis am Ventilrand, die Wassersäule sichtbar wird.
5. Schrauben Sie die Entlüftungspumpe ab und legen Sie die Entlüftungspumpe auf das Handtuch.
6. Drücken Sie leicht mit der Hand neben das Ventil, so dass keine Luft im Ventil sichtbar ist.
7. Nehmen Sie die Plastikkappe und drücken Sie es wieder in das Ventil.
8. Schrauben Sie den Ventildeckel zu.
9. Entleeren Sie die Entlüftungspumpe, in dem Sie die Pumpe auseinanderziehen.
10. Stellen Sie die zwei Teile der Entlüftungspumpe zum Trocknen auf.

Viel Erfolg
Ihr TotalRelax Team

